

## **Protocolo Rápido de Harmonização por Fredy Vinagre**

1. Demographics

2. Calibration → Executa calibração completa até  $\geq 95\%$ .

3. VARHOPE → Verifica:

Voltagem  $< 80$  → fadiga adrenal

Amperagem  $< 80$  → exaustão mental

Resistência  $< 80$  → processo inflamatório ativo

4, Test (Main Matrix) → Realiza teste principal (3 min) para medir reatividade.

5. Auto Frequency (Programs → Max Therapy → Auto Frequency  $\times 5$ ) - Harmoniza frequências orgânicas; ótimo início de sessão.

6. Auto Trivector → Corrige padrões energéticos e de coerência celular.

7. Auto Colour + Scalar Auto (Chakra) → Equaliza os centros energéticos.

9. Auto VARHOPE → Repara o “terreno” bioelétrico.

10. Final Rectification